

浴槽水検査について

1 検査予約について

検査は、予約制ですので、事前に御連絡下さい。

2 採水方法について

- ①レジオネラ属菌の検査は、滅菌ハイポ入りポリビン(500ml)1本に採水して下さい。
- ②濁度、有機物等、大腸菌群数等の検査は、滅菌ポリビン(500ml)1本に採水して下さい。

・残留塩素測定 ⇒ 採水時残留塩素を依頼書に記入してください

・採水

①レジオネラ属菌検査

滅菌ハイポ入り 500ml 角形ポリビン
(白い粉末入り)


②濁度、有機物等、大腸菌群数等の検査

滅菌 500ml ポリビン



この点線のあたりま
で採水してください

(注意)採水時までキャップを
開けないで下さい。



ビン側面にマジックで名前を書く

キャップを開けてキャップに粉末を入れ、採水した後に粉
末をビンに戻してキャップを締めて下さい。(まちがって
粉末を浴槽に流しても浴用水に影響はありません。)

キャップを開けて採水

保冷・運搬
(搬入時は、クーラーボックス等で保冷して下さい。)

3 検査手数料について

項目	レジオネラ属菌	濁度	有機物等	大腸菌群数
手数料 (1件につき)	11,900 円	700 円	1,300 円	1,400 円

4 成績書発行までに要する日数について

- ①レジオネラ検査を含む場合は、受付後約2週間で結果をお渡しできます。
- ②レジオネラ検査を含まない場合は、受付後約10日で結果をお渡しできます。

連絡先 豊川保健所試験検査課

電話 0533-69-3150